



Scan to see how  
LightOn works!

# LightOn

## USER MANUAL



DreamZon

DreamZon Ltd.  
[www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com)  
[www.facebook.com/dreamzon](https://www.facebook.com/dreamzon)  
[www.youtube.com/DreamZonTubes](https://www.youtube.com/DreamZonTubes)  
E-mail: [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com)

Copyright© 2012 DreamZon Ltd. All rights reserved.

Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners.

To the maximum extent permitted by applicable law, under no circumstances shall DreamZon or any of its licensors be responsible for personal injury or any incidental, special, indirect or consequential damages, howsoever caused.

The third-party applications products and solutions provided with your device may have been created and may be owned by persons or entities not affiliated with or related to DreamZon. DreamZon does not own the copyrights or intellectual property rights to these third-party applications, products and solutions. As such, DreamZon does not take any responsibility for end-user support, functionality of the applications, or the information in the applications or these materials. DreamZon does not provide any warranty for the third-party applications, products and solutions.

By using the applications you acknowledge that the applications are provided as is without warranty of any kind, express or implied, to the maximum extent permitted by applicable law.

**For any inquiries or information, please contact DreamZon at [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com), or visit us at [www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com)**

## **Table of Contents**

Safety Precautions and Important Notices	4
About LightOn	5
Unpacking	6
Getting Started	7
- Battery Installation	7
- Preparing the Mobile Phone for Use	7
LightOn Unit Layout	8
Using the LightOn Cradle	10
- Light Panels	10
- Resetting the Light Indicator	10
- Battery Level Indication (Self test)	10
- Low Battery Indicator	11
Operating Environment	11
External Alerting and Triggering Systems	12
Frequently Asked Questions	14
Troubleshooting	16

## **Safety Precautions and Important Notices**

- Do not try to connect the LightOn cradle to electrical source! LightOn is operated by batteries and should not be connected to external AC power or wall socket in any case.
- Do not use cradle on surface that vibrates (e.g. dryer, washing machine, etc...). LightOn should only be placed on flat non-vibrating surfaces, for example: table, shelf, countertop etc.
- Do not use near water – cradle is not waterproof.
- Keep the LightOn unit away from any heat source as it may damage the unit.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## About LightOn

LightOn is a unique decorative solution providing visual light notification for incoming SMS, Voice or Video calls, thus alerting its users that someone is trying to reach them. When a mobile phone is placed in the LightOn cradle, all incoming SMS messages or phone calls trigger a brightly flashing white LED light. This light continues to flash until the device is reset, notifying users on the missed message or call. If not manually reset after 3 hours, LightOn will stop blinking automatically, to preserve battery life.

The LightOn cradle's back-rest is designed to facilitate the use of sign language via mobile phones. The angle of the cradle enables you to place your phone in the cradle and then comfortably sign with both hands (e.g. using ASL or any other sign language).

LightOn allows simple connectivity to popular external signaling systems (purchased separately), including Sonic Alert DB100, Humantechnik Lisa, Bellman® Visit, Phonic Ear® Puzzle, Serene Innovations CentralAlert™, HGT VisiBel, Tokyo Shinyu Silwatch and GHE-CES AVISO Bee.

**Important Note:** Please check with your local reseller how to connect to your wireless alerting system (if any), and which specific 3<sup>rd</sup> party equipment is supported.

## Unpacking

Your package contains the following items:



LightOn Cradle



User Manual



Cable




Connectors (x2)



Batteries (x3)

## Getting Started

### Battery Installation


1. Press firmly downwards on the battery case cover, on the sign 
2. Insert three AA batteries, according to the (+) sign.
3. Click the battery case cover closed.

### Preparing the Mobile Phone for Use

To use the LightOn cradle:

1. Place the mobile phone on vibrate mode. If the phone has multiple vibration modes, select the mode that uses the strongest and longest vibration time.
2. Gently place phone in cradle.  
**Note:** If the phone is not placed gently, the movement may register as a vibration, causing LightOn to light up. If this happens, press the *Reset* button.

## LightOn Unit Layout





Element	Function
Battery compartment	Holds the three AA batteries.
Low battery indicator	Red light will blink, indicating that batteries need to be replaced.
Reset button	Resets the light panel after a call or SMS has come in.
Light panel	Flashes repeatedly when the phone receives a call or SMS.
Back light panel	Flashes repeatedly when the phone receives a call or SMS.
Cable and connection socket	Connects LightOn to external alerting systems.

## Using the LightOn Cradle

### **Light Panels**

When the mobile phone on the LightOn cradle receives an SMS or phone call, white LED lights begin flashing brightly in the front and back panels.

For the first two minutes after a call or SMS comes in, the light flashes rapidly. After two minutes, the pace of the flashing decreases, conserving battery power, until it totally disappears after 3 hours.

### **Resetting the Light Indicator**

After receiving a call or SMS, you should reset the light indicator, so that you know if a new call or SMS comes in.

To reset the light indicator, simply click the *Reset* button in the front of the device. The device is now reset.

### **Battery Level Indication (Self Test)**

Use the “Self Test” function to verify that LightOn is powered on, and the batteries are working properly: While LightOn is idle, simply press the *Reset* button. LightOn will blink twice to indicate that the unit is working well.

## **Low Battery Indicator**

An incessant flashing in red indicates that battery power is weak. When battery power becomes too weak for the device to operate, it switches off automatically. Please replace the batteries if the Battery Level indicator flashes fast repeatedly, otherwise the LightOn device may not function well.

## **Operating Environment**

The LightOn phone cradle should be placed on a level, non-vibrating surface.






Since LightOn's technology is based on vibration sensors, the cradle's operation is designed to have minimum disturbances of radio frequency signals or other mobile phones in the vicinity.

## **External Alerting and Triggering Systems**

LightOn can connect to external triggering and wireless signaling systems, thus enabling better communications and improving day to day quality of life.

LightOn supports today connectivity to market leading wireless signaling systems (purchased separately), including Sonic Alert DB100, Humantechnik Lisa, Bellman® Visit, Phonic Ear® Puzzle, Serene Innovations CentralAlert™, HGT VisiBel, Tokyo Shinyu Silwatch and GHE-CES AVISO Bee.

To connect to an external alerting system, connect one end of the provided cable into the LightOn cradle's connection socket, and the other end into the external system device connection socket (use one of the supplied connectors, if needed). For example, connect LightOn to a transmitter, or a vibrating pillow (bed shaker).



## Frequently Asked Questions

**Q: Is my mobile phone supported by LightOn?**

**A:** LightOn supports any mobile phone which has vibration mode, which basically means all the phones in the market. For example, LightOn supports iPhone, Blackberry, HTC smartphones, Samsung and LG smartphones, Android devices, Nokia and Motorola phones, and many more.

**Q: Where can I purchase LightOn?**

**A:** For the latest distributor list, by country, please refer to the DreamZon web site: [www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com)  
LightOn can also be purchased online on the DreamZon web site.

**Q: How long will LightOn batteries last?**

**A:** LightOn was designed for efficient battery use and full portability. Based on average usage, LightOn's batteries should last more than 6 months.

**Q: Can I connect LightOn to an external power source?**

**A:** NO! Do not connect LightOn to any kind of power source. LightOn is designed for full portability, therefore it's operated by 3 batteries only. You can easily carry LightOn along with you when you travel!

**Q: Does LightOn charge the batteries?**

**A:** No, since LightOn does not connect to power, it does not charge the 3 batteries.

**Q: Can LightOn charge my mobile phone?**

**A:** No, LightOn does not charge the mobile phone, however while your mobile phone is placed on the LightOn cradle, it can be charged – just connect the phone's charging cord directly to external power. Please see the picture album explaining this functionality on our Facebook page: [www.facebook.com/dreamzon](http://www.facebook.com/dreamzon)

**Q: Where can I purchase the external 3rd party wireless alerting systems?**

**A:** For the latest information about external systems supported by LightOn, please contact your local reseller: [www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com) or, contact DreamZon at [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com)

**Q: What is the price of LightOn?**

**A:** For the latest pricing information, please contact your local reseller: [www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com) or, contact DreamZon at [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com)

## **Troubleshooting**

### **Light is not activated by SMS or phone call:**

- Check that the batteries are inserted properly and that they do not need to be changed.
- Check that the phone is on the longest and strongest vibrating mode.
- For Android phones - try downloading “Vibrate Tools” app from Google Play, to change your vibration settings to stronger and longer vibration.
- The mobile phone needs to be centered on the cradle, as close to the back of the LightOn cradle as possible, in order to achieve maximum contact between the phone and the cradle sensor.

### **Light flashes even though no incoming call:**

- Cradle placed on uneven or vibrating surface (e.g. next to keyboard).
- Cradle is placed very close to strong RF system.
- Push the *Reset* button and place the Mobile phone again.
- Mobile phone was not placed gently in cradle – simply press the *Reset* button.

### **Red LED is constantly flashing:**

- Replace batteries.

### **LightOn doesn't trigger the external wireless alerting system:**

- Make sure that the cable and/or connector are properly inserted on both sides.  
If the problem remains, please contact your reseller.





So funktioniert es



DreamZon

# LightOn

## BEDIENUNGSANLEITUNG



DreamZon Ltd.  
[www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com)  
[www.facebook.com/dreamzon](http://www.facebook.com/dreamzon)  
[www.youtube.com/DreamZonTubes](http://www.youtube.com/DreamZonTubes)  
E-Mail: [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com)

Copyright© 2012 DreamZon Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen hier angeführten Produkte und Unternehmensbezeichnungen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Soweit gesetzlich zulässig, ist DreamZon oder seine Lizenzgeber auf keinen Fall verantwortlich zu machen für Personenschäden sowie zufällige, spezielle, indirekte Schäden oder Folgeschäden, unabhängig davon, wie diese verursacht worden sind.

Die Anwendungen, Produkte und Lösungen von Drittanbietern, die mit ihrem Gerät genutzt werden, wurden möglicherweise von Personen oder Unternehmen erstellt und befinden sich in deren Eigentum, die nicht mit DreamZon in direkter Verbindung stehen. DreamZon ist nicht im Besitz der Urheberrechte oder Rechte an geistigem Eigentum dieser Anwendungen, Produkte und Lösungen der Drittanbieter. Daher übernimmt DreamZon keine Verantwortung für Support, Funktionalität der Anwendungen, oder die Informationen in den Anwendungen oder dieser Materialien. DreamZon übernimmt keine Garantie für Anwendungen, Produkte und Lösungen von Drittanbietern.

Durch die Verwendung der Anwendungen bestätigen Sie, dass diese soweit gesetzlich zulässig, ohne Gewährleistung jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend zu Ihrer Verfügung stehen.

**Für jegliche Fragen oder Informationen bitte kontaktieren Sie DreamZon per Mail an [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com) oder besuchen Sie [www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com)**

## Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise und wichtige Anmerkungen	20
Über LightOn	21
Auspacken	22
Erste Schritte	23
- Einsetzen der Batterien	23
- Vorbereiten des Mobiltelefons für die Nutzung	23
LightOn Einheit Layout	24
Nutzung der LightOn Basisstation	26
- Lichtplatten	26
- Zurücksetzen der Lichtanzeige	26
- Batterieanzeige (Selbsttest)	26
- Anzeige niedriger Batterie	27
Operatives Umfeld	27
Externes Funk Alarm- und Auslösesystem	28
Häufig gestellte Fragen (FAQ)	30
Problemlösungen	32

## Sicherheitshinweise und wichtige Anmerkungen

- Stecken Sie die LightOn Basisstation nicht an das Stromnetzwerk an! LightOn wird mit Batterien betrieben und sollte in keinem Fall an den Netzstrom oder eine Steckdose angesteckt werden.
- Verwenden Sie die Basisstation nicht auf einer vibrierenden Oberfläche. (z.B. Wäschetrockner, Waschmaschine etc...). LightOn sollte nur auf ebenen und nicht vibrierenden Oberflächen platziert werden wie beispielsweise: Tisch, Regal, Arbeitsplatte etc.
- Nicht in der Nähe von Wasser verwenden - Basisstation ist nicht wasserdicht.
- Nicht in der Nähe von Hitzequellen verwenden, da Hitze die Einheit beschädigen könnte.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Die Inbetriebnahme unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, auch Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.

## Über LightOn

LightOn ist eine einzigartige Lösung, die Sie visuell und auf dekorative Art und Weise mit Hilfe von Lichtsignalen über eingehende SMS, Anrufe oder Videoanrufe benachrichtigt und so ihre Benutzer darüber informieren, dass jemand versucht, sie zu erreichen. Wenn ein Mobiltelefon auf einer LightOn Basisstation platziert wird, lösen sämtliche SMS Nachrichten oder eingehende Anrufe ein hell blinkendes, weisses LED Licht aus. Das Licht leuchtet, bis das Gerät zurückgesetzt wird und erinnert seine Benutzer an einen Anruf oder eine Nachricht in Abwesenheit. Wird das Gerät nicht manuell nach 3 Stunden zurückgesetzt, geht das Licht automatisch aus, um die Batterie zu schonen.

Die Rückseite der LightOn Basisstation ist für eine einfache Verwendung der Gebärdensprache über Mobiltelefone konzipiert. Der Winkel des Geräts erlaubt es Ihnen, Ihr Handy in der Docking-Station bequem zu platzieren und sich dann mit beiden Händen unterhalten zu können (z. B mit ASL oder in einer anderen Gebärdensprache).

LightOn ermöglicht eine einfache Anbindung an beliebte externe Signalanlagen (separat erhältlich), einschließlich Sonic Alert-DB100, Humantechnik Lisa, Bellman® Visit, Phonic Ear® Puzzle, Serene Innovations CentralAlert™, HGT VisiBel, Tokio Shinyu Silwatch und GHE-CES AVISO Bee.

**Wichtiger Hinweis:** Bitte informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Händler, wie Sie ihr kabelloses Alarmsystem (falls vorhanden) anschließen und welches Equipment von Drittanbietern unterstützt wird.

## Auspacken

Ihr Paket enthält die folgenden Teile:



LightOn Basisstation



Bedienungsanleitung



Kabel




Konnektoren (x2)



Batterien (x3)

## Erste Schritte

### Einsetzen der Batterien

1. Drücken Sie fest auf das Zeichen am Deckel des Batteriefaches nach unten. 
2. Setzen Sie drei AAA Batterien, gemäß dem (+) Zeichen, ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach, bis Sie ein Klicken hören.


### Vorbereiten des Mobiltelefons für die Nutzung

Nutzung der LightOn Basisstation:

1. Wählen Sie in den Einstellungen Ihres Telefons den Vibrationsmodus. Falls Ihr Telefon verschiedene Vibrationsmodi bietet, wählen Sie jene mit der **stärksten und längsten Vibrationszeit**.
2. Platzieren Sie das Telefon sanft in der Basisstation.

**Anmerkung:** Ein nicht sanftes Einsetzen des Telefons könnte dazu führen, dass die Bewegung als Vibration wahrgenommen wird und daher das LightOn Licht angeht. Sollte das passieren, drücken Sie die Resettaste.

## LightOn Einheit Layout





Element	Funktion
Batterie Fach	Beinhaltet die drei AA Batterien
Anzeige niedrigen Batteriestandes	Rotes Licht blinkt, wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen.
Resettaste	Setzt die Lichtplatte zurück, wenn eine SMS oder ein Anruf hereingekommen sind.
Lichtplatte	Leuchtet wiederholt auf, wenn das Telefon eine SMS oder einen Anruf empfängt.
Rücklichtplatte	Leuchtet wiederholt auf, wenn das Telefon eine SMS oder einen Anruf empfängt.
Kabel und Anschlussbuchse	Verbindet LightOn mit dem externen Alarmsystem.

## **Nutzung der LightOn Basisstation**

### **Lichtplatte**

Empfängt Ihr Telefon auf der Basisstation eine SMS oder einen Anruf, beginnt weißes LED Licht hell auf der Vorder- und Rückseite zu blinken.

Für die ersten zwei Minuten eines eingehenden Anrufes oder einer empfangenen SMS blinkt das Licht schnell. Nach zwei Minuten lässt die Blinkgeschwindigkeit nach um Batterie zu sparen, bis es schließlich nach 3 Stunden gänzlich erlischt.

### **Zurücksetzen der Lichtanzeige**

Nachdem Sie einen Anruf oder eine SMS erhalten haben, sollten Sie die Lichtanzeige zurücksetzen, sodass das aufleuchtende Licht auf einen neuen Anruf oder eine SMS aufmerksam machen kann.

Um die Lichtanzeige zurückzusetzen, drücken Sie einfach die Resettaste auf der Vorderseite des Gerätes. Das Gerät wurde nun zurückgesetzt.

### **Batterieanzeige (Selbsttest)**

Nutzen Sie die „Selbsttest“-Funktion um sicherzustellen, dass LightOn eingeschaltet ist und die Batterien ordnungsgemäß funktionieren.

Während LightOn auf Leerlauf geschaltet ist, drücken Sie die Reset Taste. LightOn blinkt zweimal um Ihnen anzuzeigen, dass die Anlage funktioniert.

## **Anzeige niedrigen Batteriestandes**

Ein unaufhörliches Blinken in Rot zeigt an, dass die Batterieleistung schwach ist. Wenn die Batterieleistung zu schwach für das Gerät zu bedienen, schaltet es sich automatisch ab. Bitte ersetzen Sie die Batterien, wenn die Akkuanzeige mit schnellen Wiederholungen blinkt, da sonst LightOn möglicherweise nicht gut funktioniert.

## **Operatives Umfeld**

Die LightOn Basisstation sollte auf einer ebenen, nicht vibrierenden Oberfläche platziert werden.






Die LightOn-Technologie ist basiert auf Vibrationssensoren, die Funkfrequenzsignale oder andere Mobiltelefone in der Nähe nur minimale Störungen zur Folge haben.

## Externes Funk Alarm- und Auslösesystem

LightOn kann mit externen Auslösesystemen und Wireless-Alarmsystemen Verbindung aufnehmen, so dass von Tag zu Tag eine bessere Kommunikation und Verbesserung der Lebensqualität ermöglicht wird.

LightOn unterstützt heute die Kompatibilität mit marktführenden Wireless-Signalsystemen (separat erhältlich), einschließlich Sonic Alert-DB100, Humantechnik Lisa, Bellman® Visit, Phonic Ear® Puzzle, Serene Innovations CentralAlert™, HGT VisiBel, Tokio Shinyu Silwatch und GHE-CES AVISO Bee.

Um LightOn an ein externes Alarmsystem anzuschließen, verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten Kabels mit der Anschlussbuchse der LightOn Basisstation, und das andere Ende mit der externen Anschlussbuchse des Systemgeräts (verwenden Sie eine der mitgelieferten Stecker, falls erforderlich). Zum Beispiel verbinden LightOn mit einem Sender, oder einem vibrierendes Kopfkissen (Vibrationskissen).



## Häufig gestellte Fragen (FAQ)

**F: Wird mein Mobiltelefon von LightOn unterstützt?**

**A:** LightOn unterstützt alle Mobiltelefone mit Vibrationsmodus, was im Grunde bedeutet alle Handys auf dem Markt. Zum Beispiel unterstützt LightOn iPhone, Blackberry, HTC Smartphones, Samsung und LG Smartphones, Android-Geräte, Nokia und Motorola-Handys, und viele mehr.

**F: Wo ich kann LightOn kaufen?**

**A:** Die neuesten Händlerliste, nach Herkunftsland, entnehmen Sie bitte der DreamZon-Website: [www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com)  
LightOn können auch online auf der DreamZon-Website erworben werden.

**F: Wie lange halten LightOn Batterien?**

**A:** LightOn wurde für die effiziente Verwendung von Akkus und voller Portabilität ausgelegt. Bei normaler Verwendung sollte LightOn die Batterien mehr als 6 Monate dauern.

**F: Kann ich LightOn nicht an Netzwerkstrom anschließen?**

**A:** NEIN! Schließen Sie LightOn an keinerlei Art von Stromquelle an. LightOn ist für die volle Portabilität ausgelegt, daher wird es nur um 3 Batterien betrieben. Sie können problemlos LightOn mit Ihnen auf Reisen nehmen!

**F: Lädt LightOn die Batterien auf?**

**A:** Nein, da LightOn nicht an Strom angeschlossen ist, werden die 3 Batterien nicht aufgeladen.

**F: Kann LightOn mein Mobiltelefon aufladen?**

**A:** Nein, LightOn lädt Ihr Mobiltelefon nicht auf, jedoch können Sie Ihr Mobiltelefon während es auf der LightOn Ladestation platziert ist aufladen - schließen Sie einfach das Telefon via Ladekabel direkt an externe Stromversorgung an. Bitte beachten Sie die das Fotoalbum, welches die Funktionalität auf unserer Facebook-Seite erklärt: [www.facebook.com/dreamzon](http://www.facebook.com/dreamzon)

**F: Wo kann ich externe Wireless-Alarmsysteme von Drittanbietern kaufen?**

**A:** Für die neuesten Informationen über externe Systeme, die LightOn unterstützt, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Händler: [www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com) oder kontaktieren DreamZon via Mail: [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com)

**F: Wieviel kostet LightOn?**

**A:** Die neuesten Preisinformationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort: [www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com) oder kontaktieren DreamZon via Mail: [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com)

## **Problemlösungen**

### **Licht geht bei SMS oder Anruf nicht an:**

- Überprüfen Sie, dass die Batterien richtig eingesetzt sind und sie nicht ausgetauscht werden müssen.
- Überprüfen Sie, dass das Telefon auf den längsten und stärksten Vibrationsmodus eingestellt ist.
- Für Android-Handys - Downloaden Sie die Applikation „Vibrate Tools“ von Google Play um die Vibrationseinstellungen Ihres Mobiltelefons auf stärker und länger einstellen zu können.
- Das Mobiltelefon muss in der Basisstation zentriert positioniert sein, so weit wie möglich an der Rückseite der Basisstation, um den maximalen Kontakt zwischen Telefon und dem Sensor der Basisstation zu gewährleisten.

### **Licht blinkt, obwohl kein Anruf eingeht:**

- Basisstation befindet sich auf unebener oder vibrierender Oberfläche (z.B. neben der Tastatur).
- Basisstation befindet sich sehr nahe an einem starken Hochfrequenz-System.
- Drücken Sie die Resettaste und setzen Sie das Telefon erneut ein.
- Das Mobiltelefon wurde nicht behutsam in die Basisstation einsetzt - drücken Sie einfach die Resettaste.

### **Rotes LED Licht leuchtet ständig auf:**

- Setzen Sie neue Batterien ein.

### **LightOn löst nicht das externe Funkalarmsystem aus**

- Stellen Sie sicher, dass das Kabel und/oder die Konnektoren an beiden Seiten richtig platziert sind. Sollte das Problem bestehen, bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.





Scannez pour voir  
comment LightOn  
fonctionne!



DreamZon

# LightOn

## MANUEL UTILISATEUR



DreamZon Ltd.  
[www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com)  
[www.facebook.com/dreamzon](http://www.facebook.com/dreamzon)  
[www.youtube.com/DreamZonTubes](http://www.youtube.com/DreamZonTubes)  
E-mail : [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com)

Copyright© 2012 DreamZon Ltd. Tous droits réservés.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document sont des noms de commerce ou des marques commerciales détenus par leurs propriétaires respectifs.

Dans la mesure permise par la loi en vigueur, en aucun cas DreamZon ou l'un de ses concédants de licence ne sauraient être tenus responsable de toute blessure corporelle ou de tout dommage accidentel, spécial, indirect ou consécutif, quelle qu'en soit la cause.

Les produits, applications et solutions fournis par des tiers sur votre appareil peuvent avoir été créés et peuvent être détenus par des personnes ou des entités non affiliées ni liées à DreamZon. DreamZon ne possède pas les droits d'auteur ou de propriété intellectuelle liés à ces applications, produits ou solutions de tiers. C'est pourquoi, DreamZon n'assume aucune responsabilité quant à l'assistance à l'utilisateur final, ou en ce qui concerne la fonctionnalité des applications ou les informations fournies par ces applications ou leurs documentations. DreamZon n'offre aucune garantie en ce qui concerne les applications, produits et solutions de tiers.

En utilisant ces applications, vous reconnaissez qu'elles ont été fournies en l'état sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, dans la mesure permise par la loi en vigueur.

**Pour toute question ou obtenir des informations, veuillez contacter DreamZon à l'adresse e-mail [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com), ou nous rendre visite sur le site [www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com)**

## **Table des matières**

Précautions de sécurité et informations importantes	36
À propos de LightOn	37
Déballage	38
Mise en route	39
- Installation des piles	39
- Préparation du téléphone mobile avant utilisation	39
Présentation de l'unité LightOn	40
Utilisation de la base LightOn	42
- Panneaux lumineux	42
- Réinitialisation du voyant lumineux	42
- Indicateur du niveau de charge des piles (auto-test)	42
- Indicateur de pile faible	43
Environnement de fonctionnement	43
Systèmes d'alerte et de déclenchement externes	44
Foire aux questions	46
Dépannage	48

## **Précautions de sécurité et informations importantes**

- N'essayez pas de relier la base LightOn à une source électrique ! LightOn fonctionne avec des piles et batteries ne doit pas être relié à une source de courant CA externe ni à une prise murale en aucun cas.
- N'utilisez pas la base sur une surface qui vibre (par ex. un sèche-linge, une machine à laver, etc.). LightOn ne doit être placé que sur des surfaces qui ne vibrent pas, par exemple : une table, une étagère, un comptoir, etc.
- Ne pas utiliser à proximité d'une source d'eau – la base n'est pas étanche.
- Tenez l'unité LightOn à distance de toute source de chaleur, car elle pourrait endommager l'unité.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement de l'appareil est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

## À propos de LightOn

LightOn est une solution unique décorative qui offre une notification visuelle lumineuse lors de SMS, appels vocaux ou vidéos entrants, alertant ainsi les utilisateurs que quelqu'un essaie de les contacter. Lorsqu'un téléphone mobile est placé sur la base LightOn, tous les SMS ou appels téléphoniques entrants déclenchent un clignotement lumineux de couleur blanche. Cette lumière continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit réinitialisé, notifiant les utilisateurs qu'un appel ou un message a été manqué. Si l'appareil n'est pas réinitialisé après 3 heures, LightOn va automatiquement arrêter de clignoter, afin de préserver la durée de vie de la pile.

Le support de la base LightOn est conçu pour faciliter l'utilisation du langage des signes par le biais des téléphones mobiles. L'angle de la base vous permet de placer votre téléphone dans la base, puis de confortablement signer avec les deux mains (en utilisant tout langage des signes).

LightOn offre une connectivité simplifiée aux systèmes de signalisation externes les plus populaires (achetés séparément), notamment Sonic Alert DB100, Humantechnik Lisa, Bellman® Visit, Phonic Ear® Puzzle, Serene Innovations CentralAlert™, HGT VisiBel, Tokyo Shinyu Silwatch et GHE-CES AVISO Bee.

**Remarque importante:** veuillez vérifier avec votre revendeur local comment relier votre système d'alerte sans fil (le cas échéant), et quels équipements tiers spécifiques sont pris en charge.

## Déballage

Le paquet contient les éléments suivants:



Base LightOn



Manuel utilisateur



Câble




Connecteurs (x2)



Piles (x3)

## Mise en route

### Installation de la pile

1. Appuyez fermement vers le bas sur le capot de l'emplacement des piles, sur le signe 
2. Insérez trois piles AA, en respectant les indications de polarité.
3. Fermez le capot de l'emplacement des piles jusqu'à entendre un clic.


### Préparation du téléphone mobile avant utilisation

Utilisation de la base LightOn:

1. Placez le téléphone mobile en mode vibreur. Si le téléphone possède plusieurs modes de vibration, sélectionnez le mode qui utilise la **vibration la plus forte et la durée de vibration la plus longue**.
2. Placez le téléphone avec douceur sur la base.

**Remarque:** si le téléphone n'est pas placé en douceur, le mouvement peut être interprété comme une vibration, et causer le clignotement de l'unité LightOn. Si cela se produit, appuyez sur le bouton Reset.

## Présentation de l'unité LightOn





Élément	Fonction
Compartiment des piles	Héberge les trois piles AA.
Indicateur de pile faible	Un voyant rouge va clignoter, indiquant que les piles ont besoin d'être remplacées.
Bouton Reset	Réinitialise le panneau lumineux après la réception d'un appel ou d'un SMS.
Panneau lumineux	Clignote de manière répétée lors de la réception d'un appel ou d'un SMS.
Panneau arrière lumineux	Clignote de manière répétée lors de la réception d'un appel ou d'un SMS.
Câble et fiche de connexion	Relie LightOn à des systèmes d'alerte externes.

## Utilisation de la base LightOn

### **Panneaux lumineux**

Lorsque le téléphone mobile placé sur la base LightOn reçoit un appel téléphonique ou un SMS, un voyant lumineux de couleur blanche se met à clignoter sur les panneaux avant et arrière.

Durant les deux premières minutes suivant la réception d'un appel ou d'un SMS, le voyant clignote rapidement. Une fois ce délai passé, le rythme du clignotement diminue, afin de préserver les piles, puis il disparaît complètement après 3 heures.

### **Réinitialisation du voyant lumineux**

Après avoir reçu un appel ou un SMS, vous devez réinitialiser le voyant lumineux, de sorte à savoir quand un nouvel appel ou SMS est reçu.

Pour réinitialiser le voyant lumineux, cliquez tout simplement sur le bouton Reset situé sur le devant de l'appareil. L'appareil est maintenant réinitialisé.

### **Indicateur du niveau de charge des piles (auto-test)**

Utilisez la fonction "Auto-test" pour vérifier que LightOn est alimenté en courant, et que les piles fonctionnent correctement. Alors que LightOn est inactif, appuyez sur le bouton Reset. LightOn va clignoter deux fois pour indiquer que l'unité fonctionne correctement.

### **Indicateur de pile faible**

Un clignotement rouge incessant indique que les piles sont faibles. Lorsque les piles sont trop faibles pour permettre le bon fonctionnement de l'appareil, ce dernier s'éteint automatiquement. Veuillez remplacer les piles si l'indicateur de pile faible clignote de manière répétée, sinon l'appareil LightOn pourrait ne pas fonctionner correctement.

### **Environnement de fonctionnement**

La base LightOn du téléphone doit être placée sur une surface à niveau, non-vibrante.






Du fait que la technologie LightOn repose sur des capteurs de vibration, le fonctionnement de la base nécessite un minimum de perturbations venant de signaux de radiofréquence ou d'autres téléphones mobiles situés à proximité.

## **Systèmes d'alerte et de déclenchement externes**

LightOn peut se connecter à des systèmes externes de déclenchement et de signalisation sans fil, permettant ainsi une meilleure communication et améliorant la qualité de vie au jour le jour.

LightOn prend en charge la connectivité aux systèmes de signalisation sans fil leaders sur le marché actuellement (achetés séparément), notamment les systèmes Sonic Alert DB100, Humantechnik Lisa, Bellman® Visit, Phonic Ear® Puzzle, Serene Innovations CentralAlert™, HGT VisiBel, Tokyo Shinyu Silwatch et GHE-CES AVISO Bee.

Pour relier l'appareil à un système d'alerte externe, connectez une extrémité du câble fourni à la fiche de connexion de la base LightOn, et l'autre extrémité à la fiche de connexion de l'appareil du système externe (utilisez l'un des connecteurs fournis, au besoin). Par exemple, reliez LightOn à un transmetteur, ou un coussin vibrant (vibreur de matelas).



## Foire aux questions

**Q: Mon téléphone mobile est-il pris en charge par LightOn?**

**R:** LightOn prend en charge tout téléphone mobile qui possède un mode vibreur, ce qui signifie dans l'absolu tous les téléphones existant sur le marché. Par exemple, LightOn prend en charge les Smartphones de marque iPhone, Blackberry, HTC, Samsung et LG, les appareils Android, les téléphones Nokia et Motorola phones, et bien plus encore.

**Q: Où puis-je acheter LightOn?**

**R:** Pour obtenir la liste des distributeurs la plus récente, par pays, veuillez consulter le site Web DreamZon : [www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com)

Il est également possible d'acheter LightOn en ligne sur le site Web DreamZon.

**Q: Quelle sera la durée de vie des piles avec LightOn?**

**R:** LightOn a été conçu pour offrir une utilisation efficace des piles et offrir une portabilité totale. Sur la base d'une utilisation moyenne, les piles utilisées avec LightOn devraient durer au moins 6 mois.

**Q: Puis-je relier LightOn à une source d'alimentation externe?**

**R: NON ! Ne reliez LightOn à aucune source d'alimentation.**  
LightOn est conçu pour une portabilité totale, et ne peut être alimenté que par 3 piles. LightOn est facile à transporter lors de vos déplacements !

**Q: Est-ce que LightOn charge les piles?**

**R:** Non, du fait que LightOn n'est pas relié à une source de courant, il ne charge pas les 3 piles.

**Q: Est-ce que LightOn peut charger mon téléphone mobile?**

**R:** Non, LightOn ne charge pas le téléphone mobile, toutefois lorsque votre téléphone mobile est placé sur la base LightOn, il peut être chargé – il vous suffit de relier le cordon du chargeur de votre téléphone à une source d'alimentation. Veuillez consulter l'album de photos expliquant cette fonctionnalité sur notre page Facebook : [www.facebook.com/dreamzon](http://www.facebook.com/dreamzon)

**Q: Où puis-je acheter des systèmes d'alerte externes de fournisseurs tiers?**

**R:** Pour obtenir les informations les plus récentes sur les systèmes externes pris en charge par LightOn, veuillez contacter votre revendeur local : [www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com) ou, contactez DreamZon à l'adresse e-mail [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com)

**Q: Quel est le prix de LightOn?**

**R:** Pour obtenir les informations les plus récentes en matière de prix, veuillez contacter votre revendeur local : [www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com) ou, contactez DreamZon à l'adresse e-mail [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com)

## **Dépannage**

### **La lumière n'est pas activée par SMS ou appel téléphonique:**

- Vérifiez que les piles sont correctement insérées et n'ont pas besoin d'être remplacées.
- Vérifiez que le téléphone est dans le mode vibreur le plus long et le plus fort.
- Pour les téléphones Android - essayez de télécharger l'appli "Vibrate Tools" sur Google Play, afin de changer vos paramètres de vibration sur la vibration la plus forte et la plus longue.
- Le téléphone mobile doit être centrée sur la base et se trouver aussi près que possible de la base LightOn, afin d'obtenir un contact maximal entre le téléphone et le capteur de la base.

### **La lumière clignote alors qu'il n'y a aucun appel entrant:**

- La base est placée sur une surface inégale ou vibrante (par ex. à proximité d'un clavier).
- La base se trouve très près d'un système RF.
- Appuyez sur le bouton Reset (Réinitialisation) et placez de nouveau le téléphone mobile sur la base.
- Le téléphone mobile n'a pas été placé avec douceur sur la base – appuyez sur le bouton Reset.

### **Le voyant rouge clignote en permanence:**

- Remplacez les piles.

### **LightOn ne déclenche pas le système d'alerte externe sans fil:**

- Vérifiez que le câble et/ou le connecteur sont insérés correctement des deux côtés. Si le problème persiste, veuillez contacter votre revendeur.





¡Explore para ver  
cómo funciona  
LightOn!



DreamZon

# LightOn

## MANUAL DE USUARIO



DreamZon Ltd.  
[www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com)  
[www.facebook.com/dreamzon](http://www.facebook.com/dreamzon)  
[www.youtube.com/DreamZonTubes](http://www.youtube.com/DreamZonTubes)  
Correo: [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com)

Copyright© 2012 DreamZon Ltd. Todos los derechos reservados.

Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

En la máxima extensión permitida por la ley aplicable, en ningún caso serán DreamZon o cualquiera de sus licenciantes responsables por lesiones personales o daños incidentales, especiales, indirectos o consecuentes, independientemente de su causa.

Los productos y soluciones de aplicaciones de terceros proporcionadas con su dispositivo pueden haber sido creados o ser propiedad de personas o entidades no afiliadas ni asociadas a DreamZon. DreamZon no posee el copyright ni los derechos de propiedad intelectual a estas aplicaciones, productos y soluciones de terceros. Como tal, DreamZon no asume ninguna responsabilidad por asistencia al usuario final, funcionalidad de las aplicaciones, o la información en las aplicaciones o en estos materiales. DreamZon no proporciona ninguna garantía para las aplicaciones, productos y soluciones de terceros.

Al usar las aplicaciones usted reconoce que las aplicaciones se ofrecen como están y sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita, en la medida máxima permitida por la ley aplicable.

**Para cualquier consulta o información, póngase en contacto con DreamZon en [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com), o visítenos en [www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com)**

## **Tabla de contenidos**

Medidas de seguridad y Avisos importantes	4
Acerca de LightOn	5
Desembalar	6
Primeros pasos	7
- Instalación de las baterías	7
- Preparación del teléfono móvil para uso	7
Distribución de Unidad LightOn	8
Uso de la base LightOn	10
- Paneles de luz	10
- Restablecimiento de la luz indicadora	10
- Indicación del nivel de batería (Autodiagnóstico)	10
- Indicador de batería baja	11
Entorno operativo	11
Sistemas de Alerta y Activación Externos	12
Preguntas Frecuentes	14
Resolución de Problemas	16

## **Medidas de seguridad y Avisos importantes**

- ¡No intente conectar la base LightOn a la fuente eléctrica! LightOn es operado por baterías y no debe en ningún caso ser conectado a la alimentación de CA externa o toma de corriente.
- No utilice la base en superficies que vibran (Por ejemplo, secadora, lavadora, etc.). LightOn sólo se debe colocar sobre superficies planas y sin vibraciones, por ejemplo: mesa, estantería, mostrador, etc.
- No utilice cerca del agua - la base no es impermeable.
- Mantenga la unidad LightOn alejada de cualquier fuente de calor, ya que puede dañar la unidad.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Reglas FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia nociva, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pueden causar operación no deseada.

## Acerca de LightOn

LightOn es una solución decorativa única que proporciona notificación luminosa visual para SMS, llamadas de voz o video, alertando así a sus usuarios de que alguien está tratando de comunicarse. Cuando un teléfono móvil se coloca en la base LightOn, todos los mensajes SMS o llamadas telefónicas activan una luz LED blanca brillante que parpadea. Esta luz sigue parpadeando hasta que el dispositivo se reinicia, notificando a los usuarios del mensaje o llamada perdidos. Si no se reinicia manualmente después de 3 horas, LightOn automáticamente dejará de parpadear, para preservar la vida de la batería.

El respaldo de la base LightOn está diseñado para facilitar el uso de la lengua de signos vía teléfonos móviles. El ángulo de la base le permite colocar su teléfono en la base y luego usar signos cómodamente con ambas manos (por ejemplo, usando ASL o cualquier otro lenguaje de signos).

LightOn permite una conectividad sencilla a sistemas populares de señalización externa (no incluidos), incluyendo Sonic Alert DB100, Humantechnik Lisa, Bellman® Visit, Phonic Ear® Puzzle, Serene Innovations CentralAlert™, HGT VisiBel, Tokio Shinyu Silwatch y GHE-CES AVISO Bee.

**Nota importante:** Consulte con su distribuidor local cómo conectarse a su sistema de alerta inalámbrica (si lo hay), y qué equipo específico de terceros es compatible.

## Desembalar

El paquete contiene los siguientes elementos:



Base LightOn



Manual del usuario



Cable





Conectores (x2)



Baterías (x3)

## Primeros pasos

### Instalación de las baterías

1. Presione firmemente hacia abajo sobre la cubierta de la caja de la batería,  en el signo 
2. Inserte tres baterías AA, de acuerdo con el signo (+).
3. Haga clic en la cubierta de la caja de batería cerrada.


### Preparación del teléfono móvil para uso

Para utilizar la base LightOn:

1. Coloque el teléfono móvil en modo de vibración. Si el teléfono dispone de varios modos de vibración, seleccione el modo que utilice **el tiempo de vibración más fuerte y largo**.
2. Coloque con cuidado el teléfono en la base.

**Nota:** Si el teléfono no se coloca suavemente, el movimiento puede registrarse como una vibración, haciendo que el LightOn se ilumine. Si esto sucede, pulse el botón de reinicio.

## Distribución de Unidad LightOn





Elemento	Función
Compartimento de batería	Aloja las tres baterías AA.
Indicador de batería baja	La luz roja parpadeará, lo que indica que las baterías necesitan ser reemplazadas.
Botón de reinicio	Reinicia el panel de a luz después de entrar una llamada o SMS.
Panel de Luz	Parpadea repetidamente cuando el teléfono recibe una llamada o SMS.
Panel de luz trasero	Parpadea repetidamente cuando el teléfono recibe una llamada o SMS.
Cable y sóquet de conexión	Conecta LightOn a sistemas de alerta externos.

## Uso de la base LightOn

### **Paneles de luz**

Cuando el teléfono móvil en la base LightOn recibe un SMS llamada telefónica, luces LED blancas comienzan a parpadear intensamente en los paneles frontal y posterior.

Durante los primeros dos minutos después de entrar una llamada o SMS, la luz parpadea rápidamente. Después de dos minutos, el ritmo del parpadeo descende, conservando energía de batería, hasta desaparecer por completo después de 3 horas.

### **Restablecimiento de la luz indicadora**

Después de recibir una llamada o SMS, debe restablecer el indicador de luz, para saber si entra una nueva llamada o SMS.

Para restablecer el indicador de luz, simplemente haga clic en el botón de reinicio en la parte frontal del dispositivo. El dispositivo se ha restablecido.

### **Indicación del nivel de batería (Autodiagnóstico)**

Utilice la función "Autodiagnóstico" para verificar que LightOn está encendido, y que las baterías están funcionando correctamente: Mientras LightOn está inactivo, simplemente pulse el botón de reinicio. LightOn parpadeará dos veces para indicar que la unidad está funcionando bien.

### **Indicador de batería baja**

Un parpadeando incesante en rojo indica que la batería está débil. Cuando la carga de la batería es demasiado baja para que el dispositivo funcione, se apaga automáticamente. Sustituya las baterías cuando el indicador de nivel de batería parpadea rápidamente de forma repetida, de lo contrario el dispositivo LightOn puede no funcionar bien.

### **Entorno operativo**






La base de teléfono LightOn debe ser colocada sobre una superficie nivelada y sin vibraciones.

Dado que la tecnología de LightOn se basa en sensores de vibración, la operación de la base está diseñada para tener perturbaciones mínimas de señales de radiofrecuencia u otros teléfonos móviles en las proximidades.

## **Sistemas de Alerta y Activación Externos**

LightOn se puede conectar sistemas de señalización inalámbricos y activación externos, permitiendo así una mejor comunicación y mejorando día a día la calidad de vida. LightOn soporta conectividad a sistemas populares de señalización inalámbrica (no incluidos), incluyendo Sonic Alert DB100, Humantechnik Lisa, Bellman® Visit, Phonic Ear® Puzzle, Serene Innovations CentralAlert™, HGT VisiBel, Tokio Shinyu Silwatch y GHE-CES AVISO Bee.

Para conectarse a un sistema de alerta externo, conecte un extremo del cable suministrado al sóquet de conexión de la base LightOn, y el otro extremo al sóquet de conexión del dispositivo externo del sistema (utilice uno de los conectores suministrados, si es necesario). Por ejemplo, conecte LightOn a un transmisor, o a una almohada vibradora (agitador de cama).



## Preguntas Frecuentes

**P: ¿Mi teléfono móvil es soportado por LightOn?**

**R:** LightOn es compatible con cualquier teléfono móvil que tenga un modo de vibración, lo que básicamente significa todos los teléfonos en el mercado. Por ejemplo, LightOn soporta iPhone, Blackberry, teléfonos inteligentes HTC, Samsung y LG, dispositivos Android, móviles Nokia y Motorola, y muchos más.

**P: ¿Dónde puedo comprar LightOn?**

**R:** Para obtener la lista más reciente de distribuidores, por país, consulte el sitio web DreamZon: [www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com) también pueden comprar LightOn en línea en el sitio web DreamZon.

**P: ¿Cuánto tiempo duran las baterías LightOn?**

**R:** LightOn fue diseñado para uso eficiente de la batería y portabilidad completa. En base a un uso promedio, las baterías de LightOn deben durar más de 6 meses.

**P: ¿Puedo conectar LightOn a una fuente de alimentación externa?**

**R:** ¡NO! No conecte LightOn a ningún tipo de fuente de alimentación. LightOn está diseñado para portabilidad completa, por lo tanto, solamente opera con 3 baterías. ¡Puede fácilmente llevar LightOn con usted cuando viaje!

**P: ¿LightOn carga las baterías?**

**R:** No, dado que LightOn no se conecta a la electricidad, no carga las 3 baterías.

**P: ¿Puede LightOn cargar mi teléfono móvil?**

**R:** No, LightOn no carga el teléfono móvil, sin embargo mientras el teléfono móvil está colocado en la base LightOn, puede ser cargado - simplemente conecte el cable de carga del teléfono directamente a la alimentación externa. Vea el álbum de fotos que explica esta funcionalidad en nuestra página de Facebook: [www.facebook.com/dreamzon](http://www.facebook.com/dreamzon)

**P: ¿Dónde puedo comprar sistemas de alerta inalámbricos externos de terceros?**

**R:** Para obtener la información más reciente acerca de los sistemas externos compatibles con LightOn, póngase en contacto con su distribuidor local: [www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com) o, póngase en contacto con DreamZon en [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com)

**P: ¿Cuál es el precio de LightOn?**

**R:** Para obtener la información más reciente sobre precios, póngase en contacto con su distribuidor local: [www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com) o, póngase en contacto con DreamZon en [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com)

## **Resolución de problemas**

### **La luz no es activada por SMS o llamada telefónica:**

- Compruebe que las baterías están correctamente colocadas y que no necesitan ser cambiadas.
- Compruebe que el teléfono está en el modo de vibración más largo y fuerte.
- Para teléfonos Android - intente descargar la aplicación "Vibrate Tools" de Google Play, para cambiar su configuración de vibración a una vibración más fuerte y larga.
- El teléfono móvil tiene que estar centrado en la base, tan cerca de la parte posterior de la base LightOn como sea posible, para obtener el máximo contacto entre el teléfono y el sensor de la base.

### **La luz parpadea aunque no hay ninguna llamada entrante:**

- La base está colocada sobre una superficie irregular o vibrante (por ejemplo, junto al teclado).
- La base está colocada muy cerca de un sistema RF fuerte.
- Presione el botón de reinicio y coloque de nuevo el teléfono móvil.
- El teléfono móvil no se colocó suavemente en la base - sólo tiene que pulsar el botón de reinicio.

### **El LED rojo está parpadeando constantemente:**

- Reemplace las baterías.

### **LightOn no activa el sistema de alerta inalámbrico externo:**

- Asegúrese de que el cable y/o el conector estén insertados correctamente en ambos lados. Si el problema persiste, póngase

64 en contacto con su distribuidor.



## איתור תקלות ופתרון

לייטאון אינו מופעל בזמן כניסת שיחה או הודעת SMS:

- בדקו כי הסוללות מוכנסות נכון, ושאין צורך להחליף אותן.
- בדקו שמכשיר הטלפון הנייד מכוון לעוצמת רטט מקסימלית והארוכה ביותר.
- למכשירי אנדרואיד - ניתן להוריד אפליקציות רטט מ-Google Play, כגון, "Vibrate Tools". אפליקציות אלו מאפשרות לשנות את הגדרות הרטט ולהגביר אותן, בעת קבלת הודעה או שיחה לנייד.
- שימו לב כי מכשיר הטלפון הנייד צריך להיות ממורכז בעריסת הלייטאון, וצמוד ככל האפשר לגב העריסה, וזאת כדי להשיג מגע מקסימלי בין הטלפון לבין גלאי הרטט.
- ניתן "להגביה" את הטלפון ע"י הנחת נייר או פלסטיק קטן (באורך כ-1 ס"מ) בין תחתית מכשיר הטלפון לבין המדף עליו הוא מונח בתוך העריסה. פעולה זו מגבירה את המגע בין הטלפון לגלאי הרטט.
- במידה וכל הפעולות לעיל בוצעו ועדיין אין זיהוי, יש ליצור קשר עם המפיץ המקומי באזורכם, או ישירות עם דרימזון.

**תארת הלייטאון מופעלת למרות שלא התקבלה שיחה או הודעה:**

- עריסת המכשיר מונחת על משטח לא מתאים. יש להניח את הלייטאון על גבי משטח אופקי ויציב אשר אינו חשוף כלל לרעידות. למשל, במידה ועריסת הלייטאון מונחת על משטח רגיש לרעידות כגון דלפק במטבח שעליו מכשירים הרועדים בעת הפעלתם (כגון מיקסר), או צמוד למקלדת מחשב, יש להעבירו למיקום אחר.
- עריסת הלייטאון מונחת על משטח בסמוך למשדר רדיו הגורם לשיבושים.
- לחצו על לחצן האיתחול/איפוס ומקמו מחדש את הטלפון בעריסת הלייטאון.

**לד אדום מהבהב בקביעות:**

- החליפו את סוללות הלייטאון לסוללות חדשות.

**הלייטאון מחובר למערכת התראה חיצונית אולם היא איננה מופעלת כנדרש:**

- ודאו כי הכבל ו/או המתאם מחובר כנדרש ומוכנס עד הסוף לשקע.
- נסו לנתק את המתאם, או לחבר את אחד המתאמים שאינו מחובר (ישנם 2 מתאמים בתוך האריזה).
- ודאו במידת הצורך כי למערכת ההתראה החיצונית סוללות טובות, או כי היא מחוברת לחשמל (לפי הוראות היצרן).
- נא צרו קשר עם הספק אצלו רכשתם את מערכת ההתראה החיצונית לקבלת תמיכה.

**ש: האם מערכת לייטאון טוענת את הסוללות?**

**ת:** לא, מכשיר הלייטאון אינו טוען את הסוללות שכן אינו מתחבר למקור מתח חיצוני.

**ש: האם לייטאון יכול לטעון את הטלפון הנייד שלי?**

**ת:** לא, לייטאון אינו טוען באופן ישיר את הטלפון הנייד, אולם בזמן שמכשיר הטלפון מונח על עריסת הלייטאון, ניתן לטעון אותו באופן רגיל - חברו את הטלפון הנייד למטען ואת המטען לחשמל. ניתן לראות תמונות נוספות של הפתרון באלבום דרימזון בפייסבוק: [www.facebook.com/DreamZon](http://www.facebook.com/DreamZon)

**ש: לייטאון מתחבר למערכות התראה חיצוניות. היכן ניתן לרכוש אותן?**

**ת:** למידע המעודכן ביותר לגבי מערכות ההתראה החיצוניות הנתמכות ע"י לייטאון, והיכן ניתן לרכוש אותן, נא פנו למפיץ לייטאון המקומי באיזורכם, [www.dreamzon.com/?m\\_id=8](http://www.dreamzon.com/?m_id=8) או צרו קשר ישירות עם דרימזון בכתובת האימייל [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com)

**ש: מה מחירו של לייטאון?**

**ת:** למידע המעודכן ביותר לגבי מחירו של לייטאון, נא פנו למפיץ לייטאון המקומי באיזורכם, [www.dreamzon.com/?m\\_id=8](http://www.dreamzon.com/?m_id=8) או צרו קשר ישירות עם דרימזון בכתובת האימייל [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com)

## שאלות נפוצות

### **ת: האם מכשיר הטלפון הנייד שלי נתמך ע"י לייטאון?**

**ת:** לייטאון תומך בכל טלפון נייד בעל יכולת רטט, כלומר למעשה כמעט בכל הטלפונים הניידים בעולם. למשל, לייטאון תומך באייפון, במכשירי מסונג, בלקברי, LG, HTC, HUAWEI, ZTE, נוקיה, מוטורולה.

### **ש: היכן ניתן לרכוש את לייטאון?**






**ת:** ניתן למצוא את רשימת המפיצים העולמית של לייטאון, לפי מדינה, באתר דרימזון: [www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com)  
כמו כן, ניתן לרכוש את לייטאון אונליין, בחנות דרימזון באתר.

### **ש: מה משך חיי הסוללה של לייטאון?**

**ת:** לייטאון תוכנן על מנת לאפשר שימוש יעיל של הסוללות וניידות מלאה. בהתאם לפרופיל שימוש ממוצע, משך חיי הסוללה של לייטאון יעלה על 6 חודשים.

### **ש: האם ניתן לחבר את לייטאון לחשמל?**

**ת:** בשום פנים ואופן לא! אין לחבר את לייטאון למקור מתח חיצוני. מערכת לייטאון תוכננה על מנת לאפשר גמישות מירבית ולשם כך היא ניידת, מופעלת סוללות, ואינה דורשת חיבור לחשמל. ניתן לשאת את לייטאון בקלות לכל מקום ואף לקחת את המערכת לטיולים ולנסיעות.



## קישוריות למערכות התראה חיצוניות

מערכת הלייטאון מאפשרת חיבור למערכות התראה חיצוניות ומערכות איתות אלחוטיות של יצרנים מובילים בעולם. בכך מאפשר הלייטאון למשתמש יכולות תקשורת והתראה מתקדמות ביותר, ומשפר את איכות חייו. למשל, ע"י חיבור למערכת של משדר/מקלט, ניתן לקבל חייווי ויזואלי על קבלת הודעה או שיחה לטלפון הנייד כאשר המשתמש נמצא בחדר אחר בבית! או לחילופין, ניתן לקבל התראה על שיחה או הודעה נכנסת לטלפון הנייד באמצעות שעון יד רוטט. דוגמה נוספת היא היכולת להשתמש בלייטאון כשעון מעורר למשתמש כבד השמיעה או החרש, באופן הבא - המשתמש מכון שעון מעורר בטלפון הנייד ומניח אותו על עריסת הלייטאון. לאחר מכן המשתמש מחבר כרית רטט ללייטאון, ובשעה היעודה הלייטאון יזהה שהשעון המעורר החל לפעול ויפעיל את כרית הרטט, שתעיר את המשתמש הישן.

לייטאון מאפשר כיום קישוריות למערכות ההתראה הבאות (נרכשות בנפרד):

Sonic Alert DB100, Humantechnik Lisa, Bellman® Visit, Phonic Ear® Puzzle, Serene Innovations CentralAlert™, HGT VisiBel, Tokyo Shinyu Silwatch and GHE-CES AVISO Bee.

על מנת לחבר את לייטאון למערכת התראה חיצונית, ניתן להשתמש בכבל הכלול באריזה, ובמידת הצורך באחד המתאמים (בתלות בסוג המכשיר אותו מחברים ללייטאון). למשל, לחיבור הלייטאון למשדר אלחוטי או לכרית רטט.

### **חיווי עצמת סוללה נמוכה**

בצידו השמאלי העליון של עריסת הלייטאון ממוקמת נורית לחיווי עצמת סוללה נמוכה. כאשר הסוללות נחלשות, תהבהב הנורית באור אדום ותתריע שיש להחליף. במקרה כזה יש להחליף את הסוללות באופן מיידי, שכן אחרת מכשיר הלייטאון לא יוכל לתפקד באופן תקין.

### **סביבת הפעלה של לייטאון**

יש למקם את עריסת מכשיר הלייטאון על גבי משטח אופקי יציב אשר אינו חשוף לרעידות כלל.

טכנולוגיית המכשיר מבוססת על חיישני הרעדה, עריסת המכשיר כמעט ואינה מושפעת מאותות תדרי רדיו ו/או אותות של טלפונים ניידים הנמצאים בסביבה.

## אופן השימוש בלייטאון

### פנל התאורה

כאשר הטלפון המונח בעריסת המכשיר מקבל SMS או שיחה, הנוריות הלבנות בחזית ובגב המכשיר מתחילות להבהב. בשתי הדקות הראשונות ההיבהוב מהיר, ולאחר מכן קצב ההבהוב יורד על מנת לשמור על חיי הסוללות. במידה והמכשיר לא אופס, לאחר שלוש שעות ההבהוב נפסק.

### איפוס / איתחול הלייטאון

לאחר קבלת SMS או שיחת טלפון יש לאתחל את המכשיר כדי לאפשר מחדש התראה על כניסת שיחה או הודעת SMS חדשה.

### אופן האיפוס / האיתחול

האיתחול מתבצע ע"י לחיצה על לחצן האיפוס/איתחול שבחזית העריסה.

### תקינות הסוללות (בדיקה עצמית)

על מנת לוודא שהלייטאון עובד כשורה, ושרמת הסוללות הינה תקינה, יש להשתמש ביכולת הבדיקה העצמית, באופן הבא: כאשר הלייטאון אינו מהבהב, לחצו על לחצן האיפוס/איתחול שבחזית העריסה. אורות הלייטאון יבצעו חייווי/הבהוב כפול, ובכך יאשרו כי רמת הסוללות הינה תקינה וכי המכשיר הינו פעיל ומוכן.

תפקיד	חלק המכשיר
בו ממוקמות 3 סוללות AA.	תא הסוללות
מהבהב באור אדום, כאשר מצב הסוללות דורש את החלפתן בסוללות חדשות.	מד חיווי עצמת סוללה נמוכה
מפסיק את הבהוב האורות ומאתחל את המכשיר אחרי כניסת שיחה או הודעת SMS.	לחצן האיפוס / איתחול (RESET)
מהבהב ברציפות בקבלת שיחה או הודעת SMS.	פנל תאורה קדמי
מהבהב ברציפות בקבלת שיחה או הודעת SMS.	פנל תאורה אחורי
מאפשר חיבור של לייטאון למערכות התראה חיצוניות.	שקע כניסת כבל תקשורת




## סכימת המכשיר



## הפעלה ראשונית של המכשיר

### התקנת הסוללות

1. לחץ כלפי מטה על מכסה תא הסוללות שבגב המכשיר

הציור על המכסה:  


2. הכנס לתא הסוללות 3 סוללות מסוג AA.

3. סגור את מכסה תא הסוללות.

### הכנת הטלפון הנייד לשימוש

ככדי להשתמש במכשיר לייטאון, יש לבצע פעולות אלה:

1. העבר את מכשיר הטלפון הנייד למצב רטט.  
 במידה וקיימות למכשיר הטלפון הנייד מספר אפשרויות רטט, העבר למצב הרטט החזק והארוך ביותר.

2. הנח בעדינות את מכשיר הטלפון בתוך העריסה.

**הערה:** אם מכשיר הטלפון אינו מונח בעדינות על גבי העריסה, הוא עלול לגרום להבהוב הלייטאון. במקרה זה יש ללחוץ על כפתור האיטחול (איפוס).

## תכולת האריזה

אריזת המכשיר כוללת את החלקים הבאים:



מדריך למשתמש



עריסת הלייטאון



סוללות (x3)



מתאמים (x2)



כבל

## אודות מערכת הלייטאון - (LightOn)

לייטאון הינו מוצר מעוצב ויחיד במינו הבא לתת פתרון ייחודי באמצעות חייווי ויזואלי על קבלת הודעות SMS, שיחות קול או וידאו לטלפון הנייד.

כאשר טלפון נייד מונח על עריסת המכשיר, שיחות טלפון והודעות SMS נכנסות יגרמו להפעלת חייווי אור לבן מהבהב במכשיר.

האור ימשיך להבהב כל הזמן עד לאיתחול (איפוס) המכשיר ע"י המשתמש. במידה והמכשיר לא אופס, כעבור 3 שעות הלייטאון יפסיק להבהב באופן אוטומטי, על מנת לשמור על חיי הסוללות.

עריסת המכשיר בנויה בזווית נוחה המאפשרת הנחת הטלפון בתוכה ושימוש בשפת הסימנים בשתי הידיים.

המכשיר מאפשר בנקל קישוריות למערכות התראה חיצוניות פופולריות בעולם (הנרכשות בנפרד), כולל:

Sonic Alert DB100, Humantechnik Lisa, Bellman® Visit, Phonic Ear® Puzzle, Serene Innovations CentralAlert™, HGT VisiBel, Tokyo Shinyu Silwatch and GHE-CES AVISO Bee.

שימו לב:

במידה ונדרש, נא בדקו עם המפיץ המקומי באיזורכם או עם חברת דרימזון האם מערכת ההתראה שברשותכם תואמת את הלייטאון וכיצד יש לחברה.

## אמצעי זהירות ומידע חשוב

- המכשיר פועל על סוללות בלבד. בשום מקרה אין לחברו למקור חשמל או מתח חיצוני.
- אין להניח את עריסת מכשיר הלייטאון על משטח רוטט (למשל מייבש, מכונת כביסה, וכדומה). יש להניח את המכשיר על משטח יציב ושטוח, שאינו רוטט, למשל: שולחן, מדף, דלפק וכדומה).
- אין להשתמש במכשיר בקרבת מים, המכשיר אינו עמיד בפני מים.
- אין להשתמש במכשיר בקרבת חום, הדבר עלול לגרום לנזק במכשיר.

## תוכן ענינים

4	אמצעי זהירות ומידע חשוב
5	אודות מערכת הלייטאון (LightOn)
6	תכולת האריזה
7	הפעלה ראשונית של המכשיר
7	- התקנת הסוללות
7	- הכנת הטלפון הנייד לשימוש
8	סכמת המכשיר
8	אופן השימוש בלייטאון
10	- פנל התאורה
10	- איפוס/איתחול הלייטאון
10	- תקינות הסוללות (בדיקה עצמית)
11	- חייווי עצמת סוללה נמוכה
11	סביבת ההפעלה של לייטאון
12	קישוריות למערכות התראה חיצוניות
14	שאלות נפוצות
16	איתור תקלות ותיקון

**זכויות יוצרים © 2012 דרימזון בע"מ**  
**כל הזכויות שמורות**

שמות המוצרים והחברות הנזכרים בזאת עשויים להוות סמלים מסחריים או שמות מסחריים עבור בעליהם.

במידה המרבית המותרת לפי חוק ובשום מצב, דרימזון בע"מ או מי מזכייניה או מפיציה לא יישאו באחריות לפגיעה או לנזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי, שייגרם בכל אופן שהוא.

ייתכן כי מוצרים, פתרונות או יישומי צד ג' אשר הגיעו עם המכשיר או הומלצו ע"י דרימזון בע"מ נוצרו ו/או שייכים לגופים או אנשים אשר אינם משוייכים או קשורים לדרימזון בע"מ. לדרימזון בע"מ אין בעלות על זכויות היוצרים או על הקניין הרוחני של מוצרים, פתרונות או יישומים אלו. על כן דרימזון בע"מ אינה נושאת באחריות על התמיכה למשתמש הקצה, על הפונקציונליות של מוצרים, פתרונות או יישומי צד ג' אלו, או על המידע ביישומים או בחומרים אלה.

דרימזון בע"מ אינה מעניקה אחריות כלשהי על מוצרים, פתרונות או יישומי צד ג' אלו.

על ידי השימוש במוצרים, פתרונות ויישומים אלו, הינך מכיר בעובדה כי הם ניתנים כפי שהם וללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמשת, במידה המרבית המותרת על פי חוק.

ניתן ליצור קשר דרך האתר של דרימזון בע"מ:  
[www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com) או במייל: [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com)

# LightOn

מדריך למשתמש



DreamZon Ltd.  
[www.dreamzon.com](http://www.dreamzon.com)  
[www.facebook.com/dreamzon](https://www.facebook.com/dreamzon)  
[www.youtube.com/DreamZonTubes](https://www.youtube.com/DreamZonTubes)  
E-mail: [info@dreamzon.com](mailto:info@dreamzon.com)



סרוק כדי לראות  
את לייטאון בפעולה!



DreamZon