

For Self - Contained Emergency Eyewash Stations.

Preserve from 18.9 to 76.6 L (5 to 20 US gal.) potable water.

**DIRECTIONS:**

- Do not use if seal is broken or missing.  
Do not use in concentrate form.
1. Wear protective eyewear and gloves
  2. Follow sanitary procedures
  3. Clean station
  4. Rinse with potable water
  5. Partially fill station with potable water
  6. Add entire contents of bottle
  7. Fill station to mark
  8. Date inspection tag
  9. Change solution every 180 days
  10. Properly dispose of the empty bottle after use. **DO NOT REUSE.**

**CONTENTS:** Chlorhexidine Gluconate, Propylene Glycol, Purified Water

**#F4504162**



**Eyewash Station  
Additive Concentrate**  
**Additif Concentré pour  
Station de Rinçage Oculaire**  
**Aditivo Concentrado para  
Estación de Enjuague Ocular**



Security Feature Banded Cap • Do not use if seal is broken  
Capsule de Sécurité • Ne pas utiliser si les scellés de sécurité sont brisés  
Tapa de Seguridad • No utilizar si el sello está roto

**236mL  
(8 fl. oz.)**



Pour les stations de rinçage oculaire d'urgence autonomes.

Conserve 18.9 to 75.6 L (5 to 20 US gal.) d'eau potable.

**MODE D'EMPLOI:**

- Ne pas utiliser si le seau est manquant ou déchiré.  
Ne pas utiliser sous forme concentré.
1. Porter des lunettes de sécurité et des gants
  2. Suivre les procédures sanitaires
  3. Nettoyer le poste de rinçage
  4. Rincer à l'eau potable
  5. Remplir le poste partiellement d'eau potable
  6. Ajouter tout le contenu du flacon
  7. Remplir le poste jusqu'au repère
  8. Dater l'étiquette d'inspection
  9. Changer la solution tous les 180 jours
  10. Jeter la bouteille vide de façon appropriée après l'usage. **NE PAS RÉUTILISER.**

**CONTENU:** Gluconate de Chlorhexidine, Glycol de Propylène, Eau Purifiée



[wasip.com](http://wasip.com)



SAFETY PRODUCTS  
PRODUITS DE SÉCURITÉ  
PRODUCTOS DE SEGURIDAD



Recycle/Recyclez/Recicle

WASIP Ltd. Toronto,  
ON M7W 3Z5  
Made in Canada  
Fabriqué au Canada  
Hecho en Canadá

Para estaciones de enjuague ocular de emergencia autosuficientes.

Preserva 18.9 to 75.6 L (5 to 20 US gal.) de agua potable.

**MODO DE EMPLEO:**

- No lo utilice si el sello falta o está roto.  
No lo utilice en forma concentrada.
1. Use lentes de seguridad y guantes
  2. Siga los procedimientos sanitarios
  3. Limpie la estación de enjuague ocular
  4. Enjuague con agua potable
  5. Llene la estación parcialmente con agua potable
  6. Añada todo el contenido de la botella
  7. Llénelo hasta llegar a la marca
  8. Ponga la fecha en la etiqueta de inspección
  9. Cambie la solución cada 180 días
  10. Deseche apropiadamente la botella vacía después de su uso. **NO LA REUTILICE.**

**CONTENIDO:** Gluconato de Clorhexidina, Propilenglicol, Agua purificada.